

コンパクトな外出仕様

A L S 歴 3 年 の 谷 田 人 司 で す 。
妻 と 二 人 で よ く 旅 に 出 ます 。
人 工 呼 吸 器 を 着 け て い て も 介 助 者 1 人 で
出 け ら れ る ノ ウ ハ ウ を 紹 介 し ます 。



外出は
良いですよ！



折りたたみ式電動車椅子の背面には・・・
専用バッグに収めた人工呼吸器、吸引器、消
耗品バッグ、旅行鞆、ベッドに移るときのス
ライド板を引っかけています。
外部バッテリーは搭載していません。

どうして？



←**ポイント**はこの人工呼吸器
フィリップス・レスピロニクス製
“Trilogy(トリロジー)100”
★鼻マスク式・気管切開式両用
※主治医に相談すれば既存の呼吸器から変更可能

この四角い本体の中に
本体内蔵バッテリー＋着脱式バッテリーを装備
→6時間電源不要
さらに予備の着脱式バッテリーを用意しておけば
1個あたり**3時間**単位で電源なしで稼働

- バッテリーで稼働するときは**時間に余裕**を持って！
- 充電にかかる時間はバッテリー使用時間とほぼ同じ
(例) 2時間バッテリーで稼働すると充電に2時間かかる

標準的な携行品



消耗品バッグ

人工呼吸器
トリロジー100
(専用バッグに収納)

吸引器
トートキューブ
(totoCUBE vac)

吸引器の充電器

予備の人工鼻・フレックス・カニキュレ

テストバッグ

アンビューバッグ

消毒綿

気管用カテーテルの洗浄水と収納容器

カテーテル 気管用・口腔用

口腔内用カテーテルの洗浄水

バイトブロック 吸引時の舌噛み防止用